

GARANZIA

La stampellaavambraccio è garantita **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare la stampellaavambraccio munita della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This forearm crutche has **2-YEAR** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your forearm crutche repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

- **RV7010**.....Puntale colore grigio-paio
- **RV7011**.....Puntale colore nero-paio

SPARE PARTS

- **RV7010**.....Grey rubber tip-pairs
- **RV7011**.....Black rubber tip-pairs



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore /Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

MOD. 70 / 09-2007



MOPEDIA

RP701B



A 9 003 47 8 8 9



• Blu
• Blue

RP701V



A 9 003 47 9 1 5



• Verde
• Green

RP701A



A 9 003 47 8 7 7



• Argento
• Silver

RP701R



A 9 003 47 8 9 1



• Rosso
• Red

RP701N



A 9 04 1 0 7 3 6 6



• Nero
• Black

STAMPELLE AVAMBRACCIO MANUALE D'ISTRUZIONE

FOREARM CRUTCHES INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n. 46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RP701 (Colori disponibili: argento, blu, rosso, verde, nero)

Grazie per aver acquistato la stampella avambraccio **MOPEDIA** della linea Moretti, realizzata per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruita in alluminio anodizzato leggero con l'impugnatura anatomica antiscivolo per offrire comfort e sicurezza, fornita di puntali in gomma antiscivolo. La stampella avambraccio è regolabile in altezza ogni 2,5 cm:

- RP701 (tutti i modelli) _____ da 74 a 97 cm

Regolazione dell'altezza:

Premere il fermo e sfilare la canna portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro. Peso massimo sopportabile 100kg.

AVVERTENZE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Si raccomanda di evitare contatti prolungati con acqua e di controllare periodicamente la robustezza della stampella. Per evitare eventuali rischi tenere la stampella avambraccio lontano dalla portata dei bambini e sostituire i puntali di appoggio a terra una volta usurati.

I class medical device according
to EEC directive 93/42

Code RP701 (Available colours: silver, blue, red, green, black)

Thank you for purchasing forearm crutch, **MOPEDIA** by Moretti manufactured to support people with movement difficulty. It consists of lightweight anodised aluminium tubing, anatomic non-slip handle to give you comfort and security, and non-slip soft rubber tips. It is height adjustable every 2,5 cm:

- RP701 (all models) _____ from 74 to 97 cm

To adjust height:

To adjust the height press the push button and slide the cane to the desired height. Be sure the push button is fully protruded through the desired hole when finished. Maximum endurable weight 100kg.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Avoid to leave the forearm crutch in contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Replace rubber tips every time they are worn out.



• Blu
RP701B

• Verde
RP701V

• Argento
RP701A

• Rosso
RP701R

• Nero
RP701N



• Blue
RP701B

• Green
RP701V

• Silver
RP701A

• Red
RP701R

• Black
RP701N